

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

I. AZ INFRAVÖRÖS HŐ HATÁSA

Az infravörös hő jótékony hatása jól ismert. Áthatol a bőrön, serkenti a vérkeringést, ezáltal növelve a hőmérsékletet, és enyhíti a kisebb izomfájdalmat, ellazítja az izmokat és segít megelőzni az ízületi merevséget. Javasolt hátfájás, teniszkönyök, izommerevség és fájdalmak esetén. Nélkülözhetetlen segítség sportolóknak, fizikai vagy bármilyen aktív tevékenységet folytató személyeknek bármilyen életkorban.

II. HASZNÁLAT ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

1. Állítsa a lámpát stabil felületre, csatlakoztassa a fali aljzathoz és hagyja felmelegedni.
2. Az infra lámpát olyan távolságban tartsa a kezelt testfelülettől, hogy a kezelés kellemes átmelegítést biztosítson, égető érzés nélkül.
3. Alkalmazzon a kívánt testfelületen. Ha a hőfok kellemetlenné válik, tartsa távolabb a lámpát a felülettől. A kezelés kellemes meleget sugároz.
4. Hagyja abba a kezelést, ha kellemetlen érzést, bőrpírt, égő érzést vagy duzzanatot észlel a kezelt területen. Ne ismétlje meg a kezelést, ha a terület továbbra is érzékeny. Az enyhe bőrpír normális jelenség, idővel eltűnik.
5. A maximális hatás érdekében javasolt a lámpát legalább 5 percig használni. Ne alkalmazzon az infravörös lámpát pár percnél tovább egyazon testfelületre.

6. Használat után húzza ki a kábelt a fali aljzathoz. Hagyja teljesen lehűlni, majd törölje tisztára a terméket benedvesített törlőkendővel. Ne használjon erős vegyi tisztítószereket, mint pl. a benzin.
7. Ne ejtse le a készüléket a padlóra. Az esés károsíthatja a lámpa generátorát.
8. Ne rázza és ne mozgassa a bekapcsolt lámpát, megsérülhet az infravörös izzó.

III. FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

1. A készülék kizárólag személyes használatra kifejlesztett, nem alkalmas tömeges felhasználásra. A termék nem alkalmas kültéri használatra.
2. Az áramütés elkerülése végett ne használja a lámpát nedves környezetben és ne nyúljon hozzá nedves kézzel.
3. Ne merítse víz alá a terméket.
4. Ügyeljen rá, hogy a termék mindig száraz maradjon, ne használja nedves környezetben.
5. Ne használja tovább a terméket, ha a termék vagy a kábel megsérült.
6. Ne rángassa a lámpát a kábelnél fogva, ne használja tartóként a kábelt, ne feszítse ki és ne gabalyítsa össze a kábelt.
7. A túlforrósodás, égetés és tűzveszély elkerülése végett a lámpát mindig az útmutatásoknak megfelelően használja és soha ne aludjon el használat közben. A készülék körül ne legyenek takarók és egyéb akadályok.
8. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
9. Gyermekek és idősek csak felnőtt személy gondos odafigyelése mellett használhatják a készüléket.

IV. FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

1. A túlzásba vitt alkalmazás vagy a bőrfelülethez túl közel tartott lámpa égési sérüléseket okozhat. Ne alkalmazzon a lámpát sérült és

- fokozottan érzékeny testfelületeken
2. Arc kezelésekor mindig tartsa lehunyva a szemét.
 3. Semmi esetre ne alkalmazza a lámpát a következő problémák esetén: tuberkulózis, jó- és rosszindulatú daganatok, vérzés, bőrgyulladás, visszérgyulladás és trombozisz, sérült bőr, visszér és a rossz vérkeringés. Ne alkalmazza kisgyermeken és várandós nőkn.
 4. Intim testrészekben nem alkalmazható. Ne alkalmazza sebekben. Ha nem biztos benne, hogy egy adott probléma esetén alkalmazható-e a készülék, kérjen tanácsot kezelőorvosától.
 5. Ne alkalmazza nedves testfelületeken és alvó személyeken.
 6. Ne használja egyszerre 30 percnél hosszabb ideig a készüléket.
 7. Ne engedje, hogy a készüléket szakképzetlen személy javítsa. A szükséges javíttatásért forduljon szakszervizhez.
 8. Ha a kábel megsérült, a szükséges javítást szakszervizben végeztesse.
 9. Ha az izzó megsérült, cserélje ki azonos típusú új izzóra.

V. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség: ~230V

Frekvencia: 50Hz

Teljesítmény: 100W

Környezetvédelem

Információ az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen

vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.

A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.